

INFORMAZIONI GENERALI

1. Codice Prodotto: M36
2. Tipo di Prodotto: KN95
3. Marchio: EARNTZ
4. Certificati: Dichiarazione di Conformità CE
5. Produttore: Shanghai Earntz Nonwoven Co.,Ltd.
6. Luogo d'origine della Fabbrica: Shanghai

IMMAGINI DEL PRODOTTO


KN95
Box da 10



KN95
Box da 30



E IMBALLO



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E SCHEDA TECNICA

Questa Maschera protettiva EARNTZ® aiuta a proteggere le vie respiratorie da alcune particelle sospese nell'aria. Il respiratore piegato si espande per una sensazione di spaziosità e le pieghe aiutano ad aumentare la superficie per facilitare la respirazione.

Questa Maschera protettiva monouso KN95 è progettata per un uso protettivo generico, contribuendo a fornire protezione respiratoria di qualità, affidabile e confortevole per le persone. Ha lo scopo di aiutare a ridurre l'esposizione di chi la indossa a determinate particelle sospese nell'aria, compresi aerosol di piccole particelle e goccioline di grandi dimensioni (tutti gli aerosol che non contengono oli). **Protegge dall'esposizione ad aerosol biologici inclusi virus e batteri.**

EARNTZ® utilizza una varietà di nuove tecnologie e funzionalità per aiutarti a soddisfare le tue esigenze di protezione respiratoria e comfort.

FUNZIONALITÀ CHIAVE

- Maschera protettiva marcata CE
- Classificazione cinese KN95
- Certificato FDA
- Clip per naso opzionale
- Pieghe a V
- Stile con pieghe piatte
- Elastico per orecchio

MATERIALI

I seguenti materiali sono utilizzati nella produzione della maschera protettiva EARNTZ® :

- Strato esterno: SSS Tessuto Non Tessuto Spunbond (polipropilene)
- Strato intermedio: Tessuto Non Tessuto termosaldato (polipropilene)
- Strato intendo: SSS Spunbond Tessuto non tessuto SpunBond (polipropilene)
- Elastico orecchio: Polipropilene Elastico
- Clip naso (opzionale): Alluminio

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Igienizza le mani prima di indossare la maschera. Scegli la dimensione corretta della maschera e assicurati che non ci siano difetti.
2. Allunga l'elastico per l'orecchio.
3. Usando entrambe le mani, separa il passante per l'orecchio e appendilo alle orecchie. Posiziona la maschera sotto il mento con il nasello rivolto verso l'alto.
4. Verifica la corretta posizione della maschera posizionando entrambe le mani sulla maschera. Fa' attenzione a non modificare la posizione ed espira.
5. Non toccare la superficie anteriore della maschera.
6. Igienizza le mani dopo la rimozione della maschera.

AVVERTENZE

- Questo prodotto non è una maschera chirurgica, è severamente vietato l'uso in sala operatoria o in operazioni invasive.
- Interrompere l'uso se si verificano fastidi o reazione avverse durante l'uso.
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Non utilizzare la confezione danneggiata. Si prega di distruggerla dopo l'uso. Non utilizzarla dopo la pulizia della maschera.
- Condizioni di conservazione raccomandante: umidità relativa inferiore all'80%, interni ben ventilati, assenza di gas corrosivo o erosione del materiale, evitare alte temperature o forse esposizione alla luce.

OMOLOGAZIONI E STANDARD

- Certificazione CE BSI N 727983 per la maschera protettiva KN95
- N. elenco FDA: D377161
- Efficienza di filtrazione batterica (BFE) $\geq 95\%$
- Efficienza di filtrazione delle particelle (PFE) $\geq 95\%$
- Resistenza alla ventilazione $\leq 80\%$



EU Type Examination Certificate

This is to certify that:

Shanghai Earntz Nonwoven Co.,Ltd
Building 3, No.88 Jian Gong Road
Jin Shan District
Shanghai
201501
China

Holds Certificate Number:

CE 727983

In respect of:

Model EZKZ01 Face mask.

To technical specification Annex II (EHSR) of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

PPE for use by healthcare professionals as per Commission recommendation 2020/403.

on the basis that BSI carried out the relevant Type Examination procedures under the requirements with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and Council relating to Personal Protective Equipment Regulation (PPE) Annex V (Module B) and meets the relevant health and safety requirements specified in Annex II

For and on behalf of BSI, a Notified
Body for the above Regulation
(Notified Body Number 2797):

Previous Notified Body: BSI 0086

First Issued: 2020-05-06

Latest Issue: 2020-05-06

Drs. Dave Hagenaaars, Managing Director

Effective Date: 2020-05-06

Expiry Date: 2021-05-06

Page: 1 of 3



...making excellence a habit.™

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +31 20 3460780. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., registered in the Netherlands under number 33264284, at John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands
A member of BSI Group of Companies.

EU Type Examination Certificate

No. CE 727983

Product Specification

Product Name: Particulate Face Mask.

Product Type: Filtering half masks for use by Healthcare professionals.

Model: EZKZ01.

Technical Specification: Technical specification to satisfy Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

Product Description: The respirator is non-reusable, secured to the face of the user by a pair of elasticated straps, and has no exhalation valve. The respirator is approved to GB 2626-2006 as KN95 product.

The respirator listed on this certificate is for use by healthcare workers, first responders and other personnel involved in the efforts to contain the COVID-19 virus and avoid its further spread.

The product covered by this certificate is not approved for industrial applications and the certificate is only valid as long as EU Commission recommendation sheet 2020/403 remains applicable.

Product Assessments: GB 2626-2006 Standard KN95

First Issued: 2020-05-06

Latest Issue: 2020-05-06

Effective Date: 2020-05-06

Expiry Date: 2021-05-06

Page: 2 of 3

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +31 20 3460780. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., registered in the Netherlands under number 33264284, at John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands
A member of BSI Group of Companies.

EU Type Examination Certificate

No. CE 727983

Certificate Administration Details

Technical File Reference: Shanghai Earnts Nonwoven Technical File, v1.0.

Certificate Amendment Record:

Issue date	Comments	BSI Review No.
May 2020	First issue.	2797:20:3175857

Certificate validity

The Certificate holder is responsible for ensuring that the Notified Body is advised of changes to any aspect of the overall process utilised in the manufacture of the product, failure to do so could invalidate the Certificate in respect of product manufactured following the introduction of such changes.

The validity of the Certificate for the products is also dependent on the maintenance of the EU Conformity to Type based on Internal Production Control plus supervised product checks at random intervals, Annex VII (Module C2) as referenced on BSI issued Certificate CE 727984.

First Issued: 2020-05-06

Latest Issue: 2020-05-06

Effective Date: 2020-05-06

Expiry Date: 2021-05-06

Page: 3 of 3

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +31 20 3460780. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Group The Netherlands B.V., registered in the Netherlands under number 33264284, at John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands
A member of BSI Group of Companies.